

Medicinsk Oxygen er livsopretholdende og anvendes inden for de fleste medicinske områder. Medicinsk oxygen gives også til patienter i eget hjem med kroniske lunge- eller hjertelidelser.

Anvendelse

Forebyggende ved akut og kronisk hypoxi. Som en del af ilttilførslen under anæstesi. Som drivgas ved inhalationsterapi.

Gasspecifikation

Renhed (%vol)	Andre komponenter (ppm v/v)
O ₂ ≥ 99,5	H ₂ O ≤ 67
	CO ₂ ≤ 300
	CO ≤ 5

Transportinformation

Komprimeret gas	
UN-nummer	1072
ADR/RID	Klasse 2, Klassifikationskode 20
Sikkerhedsdatablad	www.airliquide.com/denmark

Leveringsform	Flaske-størrelse	Navn	Ventile type	Flaske-materiale	Indhold, m ³	Varenummer
Flydende						M1125RG
Flaske	2 liter		A, håndhjul	Stål	0,4	M1001S02R2A001
Flaske	2 liter		A, pin-index	Stål	0,4	M1001S02I2A001
Flaske	2 liter		A, håndhjul	Aluminium	0,4	M1001S02L2A001
Flaske	2 liter	Viproxal 0-15 l/min	B	Aluminium	0,4	G000006124A001
Flaske	2,5 liter		A, pin-index	Stål	0,5	M1001S03I2A001
Flaske	2,5 liter		A, håndhjul	Stål	0,5	M1001S03R2A001
Flaske	4 liter		A, pin-index	Stål	0,8	M1001S04I2A001
Flaske	4 liter		A, håndhjul	Stål	0,8	M1001S04R2A001
Flaske	5 liter		A, håndhjul	Aluminium	1,1	M1001S05L2A001
Flaske	5 liter	Compact	B	Aluminium	1,1	M1001S05C2A001
Flaske	10 liter		A, håndhjul	Stål	2,2	M1001S10R2A001
Flaske	20 liter		A, håndhjul	Stål	4,3	M1001M20R2A001
Flaske	40 liter		A, håndhjul	Stål	8,7	M1001L40R2A001
Flaske	50 liter		A, håndhjul	Stål	10,9	M1001L50R2A001
Batteri	20x40 liter			Stål	173,9	M1001H20Z2A001
Batteri	10x50 liter			Stål	108,7	M1001H10R2A001
Batteri	12x50 liter			Stål	130,4	M1001V12R2A001

Flaskespecifikation:

Fyldningstryk: 200 bar
Skulderfarve: Hvid

Ventiletyper:

A = Avstängning, ventilutlopp W 21,8 x 1/14 (SS367615)
B = integreret regulator med flowmåler

Markedsføringstilladelsenummer:
49225

Kontakt oss

Air Liquide Danmark
Høje Taastrup Vej 42
2630 Taastrup
Tlf: 43 55 50 50

www.airliquide.com/denmark

www.airliquide.com

Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.

ANSVARSRFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.